在线溶解氧仪

D03250 说明书



目 录

1、技术参数	2
2、安装说明······	3
2.1 安装前注意事项	3
3、安装	. 4
4、接线说明	5
5、按键说明·····	7
6、屏幕指示说明·····	8
7、界面说明·····	9
8、操作说明	· 13
8.1 操作流程	13
8.2 参数设置操作	
8.3 校正操作	17
9、电极使用说明	·21
9.1 电极校正注意事项	21
9.2 电极极化	22
10、出错指示	23
11、密码	24
附录 压力补偿计算	26

安全预防措施

请认真阅读并遵守下列要求!

在仪器上电前,请对照您持有仪表的型号,确认供电电压:

DO3250 需用 100V-250VAC 交流电源供电。

打开仪器会有电路部分暴露,因此除了接线仓和仪表透明罩外,不应打开仪器其它部分。

打开的仪器内部能接触到的器件上的电压足以威胁人的生命。

若需检修,需要返回厂家。只有厂家专业人员才能在带电情况 下打开仪器。

当相应的保护失效时,请停止操作。出现以下情况时,保护可能失效:

- ◇ 仪器外观有明显破损
- ◇ 仪器不能正常测量
- ◇ 长期储存于超过70℃的环境中
- ◇ 经过剧烈的震动或碰撞后


1、技术参数

测量项目	氧饱和度	氧浓度	温度
测量范围	0.0~200.0%	0.00~20.00mg/l	-30.0~200.0°C
分辨率	0.1%	0.01 mg/l	0.1℃
精 度	±0.5% (±1 digit)	±0.5% (±1 digit)	±0.2℃ (±1 digit)
温度电极	NTC22K		
温度补偿	0~60℃		
环境温度	0~50℃		
显示	背光液晶显示		
信号输出	隔离式直流 4~20mA 输出,最大负载 500Ω		
控制触点	2 路继电器触点输出		
触点容量	容量 240VAC , 2A(max) 阻性负载		
清触点	清 触点 1路 ON/OFF 继电器触点输出(选配)		
洗时间	t 时间 ON: 0~9999 秒可选 OFF: 0~9999 小时可选		
电 源	100~240VAC, 50H	Iz	
固定方式	固定方式 配电箱开孔安装		
机器尺寸	机器尺寸 102×102×160mm(H×W×D)		
开孔尺寸	开孔尺寸 90 ⁺² ×90 ⁺² mm(H×W)		
功率	<5W		
重量	≤1kg		

2、安装前注意事项

安装前请阅读本说明书,以免接线不正确导致仪器损坏。


- ◆ 请选择通风良好的位置安装仪器,并避免仪器直接受到 阳光照射。
- ◆ 在所有接线未完成前,请勿给仪器上电,以免发生危险。
- ◆ 电极信号传输必须采用专用电极电缆,不能使用一般电缆代替,否则将产生错误的测量结果。
- ◆ 使用 220VAC 的电源时,请避免使用三相电源,以免造成电源突波干扰。(若有电源突波干扰现象发生,可将仪器用的电源与动力装置电源分开,即仪器采用单独电源,或在所有电磁开关及动力装置的电源端接突波吸收器来消除突波,如加药机、搅拌机等)。
- ◆ 仪器内部的继电器为小电流继电器,若要控制较大动力的附属装置时,请务必外接耐电流较大的继电器,以确保仪器的安全。



仪器和动力装置的接线示意图


3、安装

- ◆ 在配电箱面板上开好 90⁺²mm×90⁺²mm 的仪器安装方孔。
- ◆ 仪器从配电箱的面板开孔直接放入,将仪器所附带的固定架卡入仪器两侧的铜铆钉,用一字型螺丝刀拧紧固定螺丝即可。




4、接线

4.1 接线端子图




4.2 仪器接点功能图



4.3 仪器接线端子

端子号	接线	
K	接溶解氧电极阴极 (透明线)	
A	接溶解氧电极阳极 (屏蔽线)	
T/P	接温度电极	
T/P	接温度电极	
4-20mA +	4-20mA 电流输出正端	
4-20mA -	4-20mA 电流输出负端	
RS485 B	RS485 通讯 B (选配)	
RS485 A	RS485 通讯 A (选配)	
Lo	下限报警触点	
Com	上、下限报警触点公共端	
Hi	上限报警触点	
WASH	清洗触点	
WASH	清洗触点	
Е	电源地线	
L	交流 220V 电源相线	
N	交流 220V 电源零线	

5、按键说明



Setup	 参数设定键
Cal	 电极校正键
C	 数字增减 / 功能切换键
→	 移位键
Enter	 确认键

6、屏幕指示说明




图 6-1 仪表测量界面图

◆ 测量状态	屏幕显示 MEAS 表示仪表处于测量状态
◆ 测量值	屏幕正中央显示的数值即为测量值
◆ 温度值	温度测量值
	Hi 为高点继电器闭合
◆ 继电器动作	Lo 为低点继电器闭合
	Wash 为清洗继电器闭合
◆ Rel 灯	该灯亮表示有继电器处于闭合状态
◆ Alarm 灯	该灯亮表示仪器处于异常状态

7、界面说明

7.1 测量界面

MEAS

8.25 mg/l

25.6 ℃

溶解氧浓度 mg/l

MEAS

0.64 ppm

38.2 ℃

溶解氧浓度 ppm

MEAS

87.2 %

23.3 ℃

溶解氧饱和度%

正常工作时,没有进行"校正"或"参数设置"操作时,仪器显示测量界面。

7.2 密码输入界面





参数设置密码输入

校正密码输入

为了防止非操作人员的误操作,本仪器设置了校正密码和参数设置密码。

7.3、校正界面

rH : 100.0 %

Type : %

Pcal : 1.013 bar

NEXT

[DO] 54.9 nA [Tc] 25.6 ℃ CAL

DO 校正界面

仪器设计了简便易懂的校正界面。具体操作见本说明书 第七部分《操作说明》。

7.4、参数设置界面

MEA : mg/l

Punit : bar

Pcal : 1.013

氧浓度设置界面第1页

Salt : 00 ppt

04mA : 0.00 mg/l

20mA : 20.00 mg/l

NEXT

NEXT

氧浓度设置界面第2页

__ [mg/l]

Hi: 20.0

dB: 0.20 Lo: 00.0

dB: 0.20 NEXT

000 s

氧浓度设置界面第3页

WASH OFF: 000 h

WASH ON:

END 氧浓度设置界而第4页 MEA :

Punit : bar

Pcal : 1.013

氧饱和度设置界面第1页

Salt : 00 ppt

04mA : 0.00 %

20mA : 100.0 %

氧饱和度设置界而第2页

Hi: 200.0

dB: 1.00

Lo: 000.0 dB: 1.00

NEXT

NEXT

NEXT

[%]

氧饱和度设置界面第3页

WASH OFF: 000 h

WASH ON: 000 s

END

氧饱和度设置界面第4页

- 1、ppm 设置与 mg/l 设置相同。
- 2、WASH OFF/WASH ON 为"000"时, 清洗功能关闭。


设定参数见下表:

页数	参数名称	设定内容	
1	MEA	测量单位: mg/l 或 ppm 或%	
	Punit	压力单位:bar 或 kPa	
	Pcoor	测量点压力值	
	salt	盐度补偿	
2	4mA	4mA 输出对应的溶解氧值	
	20mA	20mA 输出对应的溶解氧值	
	Hi	上限报警对应的溶解氧值	
3	dB	上限报警的迟滞范围值	
	Lo	下限报警对应的溶解氧值	
	dB	下限报警的迟滞范围值	
4	WASH OFF	清洗触点开关关闭时间(单位:小时)	
	WASH ON	清洗触点开关开通时间(单位: 秒)	

8、操作说明

8.1 操作流程

确认所有接线完成且无误后,将仪器上电启动。仪器自动进入 测量界面,用户可根据以下流程,进行相应操作。



操作流程图

注:密码见附表

8.2 参数设置操作

测量界面,按下"Setup"键,进入参数设定模式。

7.2.1 溶解氧浓度测量设置



输入 4 位参数设置密码"1010", 按"Enter" 键,进入参数设置界面

密码输入界面

MEA : mg/l

Punit : bar : 1.013 Pcal

NEXT

设定界面第一页

设定测量单位

设定压力单位

设定测量点压力值

Salt : 00 ppt 04mA : 0.00 mg/l

20mA : 20.00 mg/l

NEXT

设定界面第二页

设定盐度补偿

设定 4mA 输出对应值

设定 20mA 输出对应值

Hi: 20.0

[mg/l]

Lo: 00.0

dB: 0.20 dB: 0.20

NEXT

设定界面第三页

设定上限报警值,和上限报警迟滞

设定下限报警值,和下限报警迟滞

WASH OFF: 000 h

WASH ON: 000 s

END

设定界面第四页

设定清洗继电器断开时间(以小时计)

设定清洗继电器闭合时间(以秒计)

按"Enter"键确认, 仪表保存设置并返回测量界面。

8.2.2 溶解氧饱和度测量设置



图 7-2a

输入 4 位参数设置密码"1010",按"Enter"键,进入参数设置界面

MEA : %

Punit : bar

Pcal : 1.013

图 7-2b

设定测量单位

设定压力单位

设定测量点压力值

Salt : 00 ppt

04mA : 0.00 % 20mA : 100.0 %

NEXT

NEXT

设定盐度补偿

设定 4mA 输出对应值

设定 20mA 输出对应值

图 7-2c

[%] Hi: 200.0 dB: 1.00 Lo: 000.0 dB: 1.00

NEXT

图 7-2d

设定上限报警值,和上限报警迟滞 设定下限报警值,和下限报警迟滞

WASH OFF: 000 h

WASH ON: 000 s

END

设定清洗继电器断开时间(以小时计)

设定清洗继电器闭合时间(以秒计)

图 7-2e

按"Enter"键确认, 仪表保存设置并返回测量界面。

8.3 校正操作

说明:初次使用或仪器断电后,必须对溶解氧电极极化才能进行校

正。

极化方法: 将溶解氧电极与仪器正确连接, 将仪表上电。

极化时间:不同厂家电极所需极化时间可能不同,普通污水电极建 议极化30分钟以上,特殊电极(如发酵场合)参见电极使用说明。

8.3.1 单点校正

在测量界面按下 "Cal", 即可进入校正模式。



输入 4 位校正密码"2020", 按"Enter" 键, 进入校正界面

校正密码输入界面

rH : 100.0 %

Type : %

Pcal : 1.013 bar

NEXT

校正界面第一页

【rH】 :设置校正介质相对湿度

【Type】:设置单位(%、mg/1、ppm)

【Pcal】:设置校正点压力值

相对湿度:空气中校正时,rH为50%;在介质中校正时,rH为100%校正点压力值与测量点压力值不一定相同。



显示 DO 电极的电流和当前温度。 等数值基本稳定后,按"ENTER"键, 仪器进行自动校正,屏幕右下角 "CAL"开始闪烁。

校正界面第二页

校正进行时 (CAL 闪烁), 采样完成, 进入校正界面第三页。 校正进行时 (CAL 闪烁), 若要停止校正, 按"Cal"键, 仪表退出 校正状态, 返回测量。

校正进行时 (CAL 闪烁), 如果按"ENTER"键, 仪表将停止自动校正, 强制保存当前数值作为电极参数。(一般不建议使用)



输入校正时电极所在点的氧饱和度 或氧浓度,如果是默认值,可以不输 入。 按"ENTER" 键保存。 按"CAL"键退出目不保存结果。

[S] 59 nA [Z] 0 nA END

校正完成后,显示溶氧电极的斜率点 [S],并显示斜率点[S]和零点[Z]。

按"Enter"键确认, 仪表保存设置并返回测量界面。

8.3.2 两点校正

两点校正指的是校正电极的零点和斜率点。(本仪器采用零点固定 技术,所以一般只需要进行单点校正)



输入 4 位校正密码"2022", 按"Enter" 键, 进入校正界面

校正密码输入界面

[DO]		Zero
[50]	0.9 nA	
[Tc]	14.6 ℃	
	,•	CAL

两点校正界面第一页

将电极放入零点校正液中 10~30 分钟后,等[D0]值基本稳定后,按"ENTER"键,仪器进行自动校正,屏幕右下角"CAL"开始闪烁。

零点校正介质一般为新鲜配置 2%Na,SO, 溶液或纯氮气。

rH : 100.0 %

Type : %

Pcal : 1.013 bar

NEXT

两点校正界面第二页

【rH】 :设置校正介质相对湿度

【Type】:设置单位(%、mg/1、ppm)

【Pcal】:设置校正点压力值



两点校正界面第三页

画面显示 DO 电极的电流和当前温度。等数值基本稳定后,按"ENTER"键, 仪器进行自动校正,屏幕右下角"CAL"开始闪烁。

校正进行时 (CAL 闪烁),采样完成,进入斜率点校正界面。 校正进行时 (CAL 闪烁),若要停止校正,按"Cal"键,仪表退出 校正状态,返回测量。

校正进行时 (CAL 闪烁), 如果按"ENTER"键, 仪表将停止自动校正, 强制保存当前数值作为电极参数。(一般不建议使用)

进入斜率点校正界面后,对电极斜率点进行校正。 操作方法与单点校正相同。

校正完成后, "Enter"键确认, 仪表保存设置并返回测量界面。

9、电极使用说明

电极使用前必须进行极化,不同厂家的溶氧电极或不同型号的 电极有不同的电极参数,应严格按要求配用溶氧电极。

9.1 电极校正注意事项

- 电极校正之前必须充分极化。
- 电极校正可以在空气或饱和介质中进行。
- 空气中校正,将探头放于空气中,用滤纸轻轻吸干电极膜上的水份,待仪器读数稳定后即可开始校正。
- 发酵过程中,通常会用饱和介质来校正电极。一般在统一的通气时间后,对电极进行校正,以统一不同罐批和不同发酵罐的饱和状态。

9.2 电极极化

1、 极化方法

将溶氧电极、电缆和溶氧仪按使用说明书正确连接, 仪器上电正常 运行后, 电极开始极化。

- 2、 出现以下情况时, 电极需要极化:
- a、电极第一次使用
- b、更换电极膜或电极液后
- c、溶氧仪断电
- d、电极、电缆和溶氧仪之间的连接断开。
- 3、 电极的极化时间

不同厂家电极的极化时间可能不同,普通污水电极建议至少极化 30 分钟以上,特殊场合(如发酵)电极,按下表时间极化:


电极和溶氧仪断开时间	建议极化时间
0~5 分钟	10 分钟
5~15 分钟	1 小时
15 分~30 分钟	3 小时
30 分钟以上	6 小时

10、出错指示

仪器在测量和校正过程中,会对电极和仪器工作情况进行实时 监测。若工作异常,仪器将通过屏幕或出错指示灯(Alarm 灯)进 行提示。如果屏幕提示出错信息,使用人员可根据屏幕提示信息, 对照出错信息表比对检查。

9.1 校正出错

显示如图:



如图显示"ERR[12]",对照出错信息表可知:校正溶液温度出错。

9.2 出错信息表

错误信息	可能原因
ERR01	超出测量范围 ● 电极接错或故障 ● 介质溶氧值超范围
ERR02	电极信号通道故障 ●电极故障 ●接线错误 ●仪表故障
ERR11	温度电极故障 ● 温度电极线未接 ● 温度电极故障
ERR12	温度超范围 ● 介质温度超范围 ● 温度电极误差超标 ● 温度电极故障
ERR91	仪表存储器错误 ● 现场强烈干扰

11、密码

为了防止非相关人员误操作, 仪器设计了密码功能。

10.1 参数设置密码

◆ 参数设定密码

在测量界面按下"Setup"键,输入 "1010"密码,按下"Enter"键, 即可进入参数设定模式。 1 01<u>0</u>

◆ 恢复出厂设置密码

在测量界面按下"Setup"键,输入 "1088"密码,按下"Enter"键, 即可将仪器恢复出厂值。 108<u>8</u>

11.2 校正密码

◆ 单点校正密码 (推荐)

在测量界面按下 "Cal"键,输入 "2020"密码,按下 "Enter"键,即可进入单点校正操作。

202<mark>0</mark>

◆ 两点校正密码

在测量界面按下 "Cal"键,输入 "2022"密码,按下 "Enter"键,即可进入两点校正操作。

202<mark>2</mark>

◆ 温度校正密码

在测量界面按下 "Cal"键,输入 "2105"密码,按下 "Enter"键,即可进入两点校正操作。



附录 压力补偿计算

在测量和校正时,需要将电极所处位置的压力值输入到仪器, 否则仪器会按预存的压力值进行补偿。设压力补偿值为 P, 计算如下:

 $P = P_{\pm = E} + P_G + H/10$

其中:

P 大气压,通常为1.013bar

P_G — 罐压

H 一液体高度

说明:

如果在敞口容器中测量或校正, P_G = 0;

如果在空气中校正, $P_{G} = 0$, H=0。